


Rev. 02
Febbraio 2020

Scheda tecnica

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I

Mascherina protettiva
idrorepellente tipo II



Codice	Descrizione
AM13	Mascherina chiruDispositivo Medico Classe I

Indicazioni	
Produttore	Aget Service s.r.l
CND	T020699
Repertorio	704487
Conformità	Dispositivo medico - Marcatura di conformità CE secondo D. Leg.vo 46/97 e successive modifiche attuativo della Dir. CEE 93/42 - Classe I

Indicazioni

La maschera chirurgica AM13 è indicata per la protezione dei pazienti dal rischio di infezione durante l'intervento chirurgico.

Per esclusivo utilizzo professionale.

Descrizione

La maschera chirurgica AM13 è pluriuso a spesso strato Senza fibre di vetro, ipoallergenica, bassa resistenza al flusso respiratori

lo spesso strato di cotone 100% in grado di

garantire un maggiore comfort agli utilizzatori. Sui lati minori sono inseriti due elastici che vanno posizionati dietro le orecchie.

La composizione chimica del prodotto è la seguente:

- strato esterno: cotone ecc ecc

Il prodotto non contiene né lattice di gomma naturale, né gomma naturale lavorata.

Confezionamento

Codice	Dimensioni maschera piegata (mm)	Dimensioni maschera svolta (mm)	Dimensioni lacci (mm)	Scatola (n° pezzi)
MM027	77X90X2	158x90x1	85x75x1	10

Sterilità

La maschera chirurgica AM13 non è un prodotto sterile.

Confezionamento /Etichettatura

Le maschere chirurgiche MM027 sono confezionate in scatole di cartone.

Il materiale utilizzato per il confezionamento non contiene lattice di gomma naturale né suoi derivati.

L'etichettatura della confezione di vendita identifica inequivocabilmente il prodotto, la destinazione d'uso, il fabbricante, il mandatario europeo, il numero di lotto e la data di scadenza, in adempimento ai "requisiti essenziali" di cui all'allegato 1 (par. 13) del D. Leg.vo 46/97 e reca la simbologia convenzionale.

Controindicazioni e avvertenze

Una volta indossata e utilizzata, la maschera chirurgica MediMasks AM13 può essere riutilizzata previo lavaggio con acqua calda utilizzando un prodotto disinfettante.

Conservazione

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra 15° e 30° C, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polvere, agenti inquinanti, ecc..

Il periodo di validità è di 5 anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia correttamente conservato nella confezione di vendita originaria.

Modalità di smaltimento

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari. In caso di incenerimento non viene prodotta alcuna sostanza tossica: si liberano, infatti, principalmente, anidride carbonica e acqua.

Il materiale utilizzato per il confezionamento delle unità di vendita è totalmente riciclabile.

Conformità a norme tecniche di prodotto

Le maschere chirurgiche sono conformi a:

- Armatura: Tela
- Composizione Fibrosa (%): Cotone 100%
- Peso unitario (g/m²): 140
- Riduzione (fili al cm) Ordito 24
Trama 20
- Titolo (Nec) Ordito 20
Trama 20
- Resistenza (Kg.) Ordito 40
Trama 40
- UNI EN 14683:2006 “Maschere chirurgiche Requisiti e metodi di prova” (tipo II).

FOTO PRODOTTO

FRONTE



RETRO



FOTO INDOSSATA

